



## **Biotecnologia**

### **ACH5545 Engenharia Genética**

#### **Atividades de Laboratório**

**2º Semestre 2025**

**Docentes responsáveis:**

Felipe Chambergo (fscha@usp.br) - <https://sites.usp.br/lbbp>

Sandra Marcia Muxel (sandrammuxel@usp.br)

**Monitores:**

MSc. Brisa Moreira Gomes (brisa.moreira@usp.br)

Camile Penha de Freitas (camile.penha@usp.br)

**Servidores não-docentes:**

Tec. Pedro Manoel dos Santos - pedroms@usp.br


**Créditos: 4**

**Período:** Quinta-feira (14h00 -18h00), Laboratório de Biotecnologia – Edifício A2, 1º andar


**USP - 2025**



# **Extração de DNA genômico (células procarióticas) plasmidial e proteínas**


# DNA the Molecule of Life



# Enzymes in the central dogma








# EXTRAÇÃO DE DNA/RNA

## Possíveis fontes de DNA/RNA:

- sangue periférico
- células da mucosa oral
- células do bulbo capilar
- células descamadas da pele
- etc

## Metodologia Geral:

- rompimento das células nucleadas
- precipitação das proteínas (solventes orgânicos, “salting-out”)
- precipitação do DNA/RNA (etanol e sal - NaCl, NaAc)
- em muitos casos o isolamento do DNA é desnecessário.




## Extração de DNA genômico (gDNA) de bactérias

1 Cultura de Bactéria




2 Crescimento



50 mL de meio  
LB 37 °C/150  
rpm/18 h


3 Extração de gDNA



Lise celular

## Extração de DNA plasmidial de bactérias

1 Transformação e Seleção



2 Crescimento



50 mL de meio  
LB + Amp 37  
°C/150 rpm/18 h

3 Extração DNA plasmidial



Lise celular

## Extração de Proteínas de Levedura

1 Cultura de Levedura



2 Crescimento



50 mL de meio  
YPD 30 °C/150  
rpm/24 h


3 Extração de Proteína



Lise celular

Disolución

Sobrenadante




Suspensión

Precipitado

# DNA cromossômico x DNA plasmidial

## Alkaline Lysis Procedure



Ressuspende as células em Buffer + RNase

Lise com NaOH/SDS

Neutralização com alta concentração de sais.  
Sais-SDS, precipita proteínas, DNA cromossômico e restos celulares.

DNA plasmidial renatura e permanece em solução.

Restos celulares são removidos por centrifugação ou filtração

1-Precipita com álcool e recupera ácido nucleico 2-DNA liga a sílica na presença de sais.

# Atividade 1: Extração de DNA genômico de bactéria

## 1- Extração de DNA genômico de bactérias (Blood-Animal-Plant DNA Preparation Kit, <https://www.cellco.com.br/>)

### Procedimento

Preparar banho maria ou banho seco a 55° - 60°C

1. Realizar uma cultura de bactéria, por exemplo *Escherichia coli* (*E. coli*) em 10 mL de meio LB líquido (10 g Peptona/ 5 g extrato levedura /5 g NaCl, por litro), incubar 18 h, sob agitação, 37°C.
2. Centrifugar a cultura (3-5mL; 10000 rpm/10 min, temperatura ambiente), em microtubo, descarte o sobrenadante e obtenha uma quantidade adequada de massa celular ~100 µl.

### A. Lise Celular:

3. Adicione 300 µL de Tampão de Lise e 2 µL de RNase A à massa bacteriana.
4. Agite vigorosamente no vortex por 1 – 2 min
5. Adicione 8 µL de Proteinase K e misture por pipetagem
6. Incubar a 60 °C por 20 min e deixar esfriar por 5 min temperatura ambiente (TA)
7. Adicione 300 µL de Tampão de Ligação e agite brevemente no vórtex
8. Coloque o tubo em gelo por 5 min
9. Centrifugue por 10 min a 10.000 rpm

### B. Ativação da Coluna:

10. Coloque uma coluna de centrifugação em um tubo de coleta de 1,5-2 mL
11. Adicione 100 µL de Tampão de Ativação à Coluna de Centrifugação
12. Centrifugue a 10.000 rpm por 1 min
13. Descarte o filtrado

### C. Carregamento da Coluna:

14. Pipetar o sobrenadante, obtido em 9, diretamente na coluna de centrifugação ativada
15. Centrifugue a 10.000 rpm por 1 min
16. Descarte o filtrado

### D. Lavagem Primária:

17. Adicionar 500 µL de Tampão de Lavagem à coluna de centrifugação
18. Centrifugue a 10.000 rpm por 1 min
19. Descarte o filtrado

### E. Lavagem Secundária:

20. Adicionar 500 µL de Tampão de Lavagem à coluna de centrifugação
21. Centrifugue a 10.000 rpm por 1 min
22. Descarte o filtrado
23. Centrifugar novamente a 10.000 rpm por 1 min para remover o resíduo de Tampão de Lavagem
24. Descartar o tubo de lavagem de 2 mL e colocar a coluna em novo tubo para eluição

### F. Eluição de DNA

25. Adicionar 40-50 µL de tampão de eluição ou água estéril no centro da coluna
26. Incubar em temperatura ambiente por 2 min
27. Centrifugar a 10.000 rpm por 2 min, para eluição do DNA genômico, coletado no microtubo.
28. Armazenar o gDNA eluído a 4 °C ou -20 °C.
29. Realizar a Eletroforeses e quantificar.

## Atividade 2: Extração de DNA plasmidial de bactérias em pequena escala: “Miniprep”

(Fast-n-Easy Plasmid Mini-Prep Kit, <https://www.cellco.com.br/>)

### Procedimento:

#### A. Cultura bacteriana e Lise Celular:

1. Realizar a cultura de *E.coli*, contendo o plasmídeo, em 5 mL de meio LB com antibiótico, incubar por 12-18 h sob agitação à 37°C.
2. Posteriormente, colocar 1,5 mL da cultura em microtubo de 1,5 mL.
3. Centrifugar à 10.000 rpm em temperatura ambiente por 5 minutos e remover o sobrenadante.
4. Suspender o sedimento bacteriano com o meio restante agitando vigorosamente ou pipetando.
5. Adicione 300 µl de Tampão S1 (O Tampão S1 é um tampão de lise celular), misture por inversão

#### B. Neutralização

6. Adicione 300 µl de Tampão de Neutralização (contendo RNase A) à amostra e misture suavemente invertendo o tubo de 4 a 6 vezes (não agite em vórtex).
7. Centrifugue a 10.000 rpm por 10 min à temperatura ambiente.

#### C. Ativação da Coluna:

8. Coloque uma Coluna de Ligação em um tubo de coleta de 1,5-2 ml.
9. Adicione 100 µl de Tampão de Ativação à Coluna de Ligação.
10. Centrifugar a 10.000 rpm por 1 min
11. Descartar o filtrado

#### D. Carregamento da Coluna:

12. Aplicar o Recuperar o sobrenadante obtido na etapa 7 e aplicar na Coluna de Ligação
13. Centrifugar a 10.000 rpm por 1 min
14. Descartar o filtrado

#### E. Lavagem da Coluna:

15. Aplicar 500 µl de Tampão de Lavagem (contendo Etanol) na Coluna de Ligação.
16. Centrifugar a 10.000 rpm por 1 min
17. Descartar o filtrado

#### F. Eluição


18. Coloque a Coluna de Ligação em um microtubo limpo de 1,5 ml
19. Eluir o DNA por adição de 50 uL de Tampão de Eluição ou água destilada estéril ao centro da membrana da coluna.
20. Centrifugar os tubos à 10.000 rpm, temperatura ambiente, por 1 minuto, descartar a coluna, o DNA está em solução.
21. Realizar a Eletroforeses e quantificar.

### Atividade 3: Extração de proteínas de Levedura



#### Procedimento:

1. Realizar uma cultura de *Saccharomyces cerevisiae* em 5 mL de meio YPD por 12-18 h sob agitação à 37°C. Colocar 1,5 mL da cultura em microtubos de 1,5 mL;
2. Centrifugar a cultura (10000 rpm/8 min, temperatura ambiente) e obtenha uma quantidade adequada de massa celular ~200 µl;
3. Suspender o precipitado em 250 µl de tampão de extração;
4. Adicionar um volume equivalente a 100 µl de microesferas/perolas de vidro (tamanho de 450 a 600 µm);
5. Agitar em vortex por 20 min, em intervalos de 5 min, mantendo no gelo, velocidade máxima;
6. Centrifugar a 10.000 rpm por 10 min, TA;
7. Separar o sobrenadante do material sedimentado.
8. Realizar eletroforese em gel de SDS-PAGE, utilizando 20 µL do sobrenadante obtido.


# NucleoSpin® TriPrep procedure



# Aplicação: Seqüenciamento de DNA











# National Center for Biotechnology Information

National Library of Medicine

National Institutes of Health

PubMed

All Databases

BLAST

OMIM

Books

TaxBrowser

Structure



## results of BLAST

BLASTX 2.1.3 [Apr-11-2001]

**Reference:**

Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs", *Nucleic Acids Res.* 25:3389-3402.

RID: 989884248-13757-21712


**Query=** TREST0857.fasta.screen.Contig1  
(1142 letters)

**Database:** nr  
687,743 sequences: 216,528,054 total letters

If you have any problems or questions with the results of this search please refer to the [BLAST FAQs](#)

[Taxonomy reports](#)

### Distribution of 210 Blast Hits on the Query Sequence




Sequences producing significant alignments:	Score (bits)	E Value
<a href="#">gi 5763968 emb CAB53336.1 </a> (AJ249117) methylcitrate synthas...	446	e-124
<a href="#">gi 10800928 emb CAC12961.1 </a> (AJ296102) mitochondrial citrat...	352	4e-96
<a href="#">gi 7267133 emb CAB77625.1 </a> (AJ243204) citrate synthase [Asp...	349	5e-95
<a href="#">gi 11268307 pir I149379</a> citrate synthase, mitochondrial [im...	349	5e-95
<a href="#">gi 1705871 sp P51044 CISY_ASPNG</a> CITRATE SYNTHASE, MITOCHOND...	346	3e-94
<a href="#">gi 461744 sp P34085 CISY_NEUCR</a> CITRATE SYNTHASE, MITOCHONDR...	346	3e-94
<a href="#">gi 2493725 sp O00098 CISY_EMENI</a> CITRATE SYNTHASE, MITOCHOND...	346	4e-94

>TREST0554 (Contig)-Glycogen Synthase 5'3' Frame 1

gacgaggtcaaccagctgtgtcaattcatgtttgattactgtggcaagagccggcgtcaa  
D E V N Q L C Q F M F D Y C G K S R R Q  
cgtatcaaccagagaaaccgtactgagcgcactcagcgcactgcttgactggaagcgcgatg  
R I N Q R N R T E R L S D L L D W K R M  
ggtatggagtatatcaaggcccgcagctcgcctccgacgagcataccccaactcgttc  
G M E Y I K A R Q L A L R R A Y P N S F  
cacggagacgaggaagaagaggagctggaggactttatccgtgggcccggagcagaagatc  
H G D E E E E L E D F I R G P E Q K I  
tccaggccatttccgtccctggttcgcctcgcgatcggactggcatgatgacccttggga  
S R P F S V P G S P R D R T G M M T P G  
gactttgccagcttgcaggaagggcgagaaggcttgagcacggaggattacgttgcctgg  
D F A S L Q E G R E G L S T E D Y V A W  
aagctgcctgaggaggaggacccccgaggagtatcccttctcgttgacccttcggacaaag  
K L P E E E D P E E Y P F S L T L R T K  
cagcccggccctgtgagcccagagactcaggccactctcaacggtaactaaaagaactta  
Q P G P V S P E T Q A T L N G N - K N L  
gcaaatcaaggcgtttttttctcaaggtagcatccatttgcgtccacagccagcattgcg  
A N Q G V F F S R - H P F A S T A S I A  
tcggatcggggacgttgtacgtgtgatttctcgttcgtgtcgaatctatgatatatggtt  
S D R G R C T C D F S F V S N L - Y M V  
tttgtctcttccaggactgcgtccgaggtgccatgggagtagcaggttgggtaaagggtgg  
F V S S R T A S E V P W E - Q V G - R W  
gacaggagaaggaaaccaggcggaaaagaaaaggcgcgggttatt  
D R R R K P G G K E K A R V I

# Aplicação: Bibliotecas de DNA

## Genomic Library




## cDNA Library




# Aplicação: Bibliotecas de RNA

## A typical RNA-seq workflow.


- 1) Experimental design definition of qualitative and quantitative goals. Differential gene expression among different conditions is exemplified;
- 2) Sample selection, RNA extraction and elimination of contaminants such as genomic DNA;
- 3) Assessment of RNA integrity; (4-6) RNA enrichment.
- 4) mRNA enrichment using magnetic or cellulose beads coated with oligo(dT) molecules or oligo(dT) priming;
- 5) mRNA enrichment through rRNA depletion with conserved probes or Selective Depletion of abundant RNA (SDRNA);
- 6) Small RNA size-selection through electrophoresis or based on solid phase extraction; (7-9) cDNA single/double strand synthesis.
- 7) cDNA synthesis followed by fragmentation;
- 8) mRNA fragmentation followed by cDNA synthesis;
- 9) cDNA synthesis for small RNA without fragmentation;
- 10) Adapters ligation;
- 11) Library quantification and
- 12) Library sequencing with NGS technology.




# Código de Barras




# Investigação de Paternidade Através do DNA



# Aplicação: Análise de DNA por Restriction fragment length polymorphism (RFLP)



# Determine o grau de parentesco na família, após análise RFLP



# Aplicação: Montagem de genomas

Science

Current Issue First release papers Archive About Submit man

## Complete Chemical Synthesis, Assembly, and Cloning of a *Mycoplasma genitalium* Genome

DANIEL G. GIBSON, GWYNEDD A. BENDERS, CYNTHIA ANDREWS-PFANNKUCH, EVGENIYA A. DENISOVA, HOLLY BADEN-TILLSON, JAYSHREE ZAVERI, TIMOTHY B. STOCKWELL,

ANUSHKA BROWNLEY, DAVID W. THOMAS, [...] HAMILTON O. SMITH +8 authors Authors Info & Affiliations

SCIENCE • 29 Feb 2008 • Vol 319, Issue 5867 • pp. 1215-1220 • DOI: 10.1126/science.1151721

2 810

### Abstract

We have synthesized a 582,970–base pair *Mycoplasma genitalium* genome. This synthetic genome, named *M. genitalium* JCVI-1.0, contains all the genes of wild-type *M. genitalium* G37 except MG408, which was disrupted by an antibiotic marker to block pathogenicity and to allow for selection. To identify the genome as synthetic, we inserted “watermarks” at intergenic sites known to tolerate transposon insertions. Overlapping “cassettes” of 5 to 7 kilobases (kb), assembled from chemically synthesized oligonucleotides, were joined by in vitro recombination to produce intermediate assemblies of approximately 24 kb, 72 kb (“1/8 genome”), and 144 kb (“1/4 genome”), which were all cloned as bacterial artificial chromosomes in *Escherichia coli*. Most of these intermediate clones were sequenced, and clones of all four 1/4 genomes with the correct sequence were identified. The complete synthetic genome was assembled by transformation-associated recombination cloning in the yeast *Saccharomyces cerevisiae*, then isolated and sequenced. A clone with the correct sequence was identified. The methods described here will be generally useful for constructing large DNA molecules from chemically synthesized pieces and also from combinations of natural and synthetic DNA segments.







Fig. 2. A plan for the five-step assembly of the *M. genitalium* chromosome. In the first stage of assembly,




# Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome

DANIEL G. GIBSON, JOHN I. GLASS, CAROLE LARTIGUE, VLADIMIR N. NOSKOV, RAY-YUAN CHUANG, MIKKEL A. ALGIRE, GWYNEDD A. BENDERS, MICHAEL G. MONTAGUE, LI MA, MONZIA M. MOODIE, CHUCK MERRYMAN, SANJAY VASHEE, RADHA KRISHNAKUMAR, NACYRA ASSAD-GARCIA, CYNTHIA ANDREWS-PFANNKUCH, EVGENIYA A. DENISOVA, LEI YOUNG, ZHI-QING QI, THOMAS H. SEGALL-SHAPIRO, CHRISTOPHER H. CALVEY, PRASHANTH P. PARMAR, CLYDE A. HUTCHISON, III, HAMILTON O. SMITH, AND J. CRAIG VENTER [fewer](#) [Authors Info & Affiliations](#)

SCIENCE • 2 Jul 2010 • Vol 329, Issue 5987 • pp. 52-56 • DOI:10.1126/science.1190719


↓ 28   ” 1.432



## Let There Be Life


The DNA sequence information from thousands of genomes is stored digitally as ones and zeros in computer memory. Now, **Gibson *et al.*** (p. 52, published online 20 May; see the cover; see the Policy Forum by **Cho and Relman**) have brought together technologies from the past 15 years to start from digital information on the genome of *Mycoplasma mycoides* to chemically synthesize the genomic DNA as segments that could then be assembled in yeast and transplanted into the cytoplasm of another organism. A number of methods were also incorporated to facilitate testing and error correction of the synthetic genome segments. The transplanted genome became established in the recipient cell, replacing the recipient genome, which was lost from the cell. The reconstituted cells were able to replicate and form colonies, providing a proof-of-principle for future developments in synthetic biology.





**Fig. 1** The assembly of a synthetic *M. mycoides* genome in yeast. A synthetic *M. mycoides* genome was assembled from 1078 overlapping DNA cassettes in three steps. In the first step, 1080-bp cassettes (orange arrows), produced from overlapping synthetic oligonucleotides, were recombined in sets of 10 to produce 109 ~10-kb assemblies (blue arrows). These were then recombined in sets of 10 to produce 11 ~100-kb assemblies (green arrows). In the final stage of assembly, these 11 fragments were recombined into the complete genome (red circle). With the exception of two constructs that were enzymatically pieced together in vitro (22) (white arrows), assemblies were carried out by in vivo homologous recombination in yeast. Major variations from the natural genome are shown as yellow circles. These include four watermarked regions (WM1 to WM4), a 4-kb region that was intentionally deleted (94D), and elements for growth in yeast and genome transplantation. In addition, there are 20 locations with nucleotide polymorphisms (asterisks). Coordinates of the genome are relative to the first nucleotide of the natural *M. mycoides* sequence. The designed sequence is 1,077,947 bp. The locations of the Asc I and BssH II restriction sites are shown. Cassettes 1 and 800-810 were unnecessary and removed from the assembly strategy (11). Cassette 2 overlaps cassette 1104, and cassette 799 overlaps cassette 811.

# Aplicação: Análise de expressão gênica: Microarranjos de DNA



**Obrigado**

**fscha@usp.br**



**USP – 2º Semestre 2025**