



## **Biotecnologia**

### **ACH5545 Engenharia Genética**

### **Atividades de Laboratório**

**2º Semestre 2025**

**Docentes responsáveis:**

Felipe Chambergo (fscha@usp.br) - <https://sites.usp.br/lbbp>

Sandra Marcia Muxel (sandrammixel@usp.br)

**Monitores:**

MSc. Brisa Moreira Gomes (brisa.moreira@usp.br)

Camile Penha de Freitas (camile.penha@usp.br)

**Servidores não-docentes:**

Tec. Pedro Manoel dos Santos - pedroms@usp.br

**Créditos: 4**

**Período:** Quinta-feira (14h00 -18h00), Laboratório de Biotecnologia – Edifício A2, 1º andar

**USP - 2025**

# Atividades

## 1. DNA recombinante:


- Sistemas Procarióticos - Vetores de Clonagem e Expressão.

## 2. Enzimas utilizadas em Clonagem molecular:

- Digestão de DNA - enzimas de restrição
- Ligação

## 3. Transformação de células procarióticas


# Como produzir uma proteína recombinante?




0.1 - 1% da  
proteína  
celular

10 - 70%  
da proteína  
celular

## Cloning



## Expression



## Purification






Diagram of a simple cloning vector derived from a plasmid, a circular, double-stranded DNA molecule that can replicate within an *E. coli* cell.



# DNA Recombinante



Restriction enzymes cut out the DNA of interest and open the vector


DNA ligase joins the two DNA sequences together

# Vetor de Clonagem


(A) Plasmid



(B) Bacteriophage  $\lambda$  vector (50 kb)




(C) Cosmid vector




Vectors differ in the size of the DNA fragment that can be inserted and cloned.

# Vetor de Clonagem

## pBluescript II SK (+/-) Phagemids




## pBluescript II SK (+/-) Multiple Cloning Site Region (sequence shown 598–826)




**\*Cut with same  
restriction enzyme**


**DNA ligase**



# Vetor de Expressão




# Elementos de um vetor de expressão procariótico



- 1- **Regulador** do promotor: Proteína que modula o promotor
- 2- **Promotor**: Deve ser forte (lac, trp, tac,  $\lambda p^L$ , gene 10 do fago T7)
- 3- **Seqüência Shine-dalgarno**: Sitio de ligação do ribossomo, (RBS).
- 4- **Região codificadora**: sítios de múltipla clonagem
- 5- **Terminador** de transcrição: Estabiliza o mRNA
- 6- **Marcador genético** (antibiótico de seleção)
- 7- **Ori**: Origem de replicação.

# Estratégia de Clonagem no Vetor de Expressão



# Vector Selection Tool

We've made finding the right vector for your research easier. Simply search by keyword or filter your results by vector type, host system, or cloning system. Once the initial results are displayed, they can be further refined by selecting among characteristics such as promoter, inducer, and antibiotic selection. In addition we also have a wide selection of products related to vectors, including competent cells, media, plasmid purification kits and more.

Search by Keywords:

Find

## Vector Type

[Expression \(212\)](#)  
[Cloning \(84\)](#)  
[Cloning for Sequencing \(13\)](#)  
[RNAi \(7\)](#)  
[DNA Assembly \(5\)](#)  
[Two Hybrid \(1\)](#)

## Host System

[Mammalian \(129\)](#)  
[Bacteria \(35\)](#)  
[Yeast \(28\)](#)  
[Insect \(21\)](#)  
[In vitro \(7\)](#)

## Cloning System

[Restriction & Ligation \(91\)](#)  
[Gateway \(89\)](#)  
[TOPO \(39\)](#)  
[TOPO TA \(38\)](#)  
[TA \(14\)](#)  
[TOPO adapted Gateway \(13\)](#)  
[+ All Cloning System](#)

## Promoter

[CMV \(92\)](#)  
[lac \(52\)](#)  
[T7 \(29\)](#)  
[lac operator \(15\)](#)  
[EF1alpha \(13\)](#)  
[AOX1 \(12\)](#)  
[+ All Promoter](#)

## Inducer

[IPTG \(27\)](#)  
[methanol \(13\)](#)  
[Tetracycline \(10\)](#)  
[Arabinose \(7\)](#)  
[galactose \(7\)](#)  
[copper sulfate \(3\)](#)  
[+ All Inducer](#)

## Selection for plasmid

[Ampicillin \(255\)](#)  
[Kanamycin \(94\)](#)  
[Zeocin \(49\)](#)  
[Blasticidin \(20\)](#)  
[Spectinomycin \(10\)](#)  
[Gentamicin \(9\)](#)  
[+ All Selection for plasmid](#)

## N-term tag

[6xHis \(30\)](#)  
[Xpress \(17\)](#)  
[alpha factor \(11\)](#)  
[V5 \(9\)](#)  
[lacZ \(5\)](#)  
[HP-Thioredoxin \(5\)](#)  
[+ All N-term tag](#)

## C-term tag

[6xHis \(72\)](#)  
[V5 \(72\)](#)  
[Myc \(26\)](#)  
[None \(5\)](#)  
[Lumio \(5\)](#)  
[EmGFP \(3\)](#)  
[+ All C-term tag](#)

## N-term Protease cleavage

[EK \(26\)](#)  
[TEV \(16\)](#)  
[None \(5\)](#)  
[SUMO \(1\)](#)


# Select the best expression host for your work!

Host System	Advantages	Challenges
Cell-Free Expression ( <i>in vitro</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scalable</li> <li>• Simple format</li> <li>• Rapid expression directly from plasmid</li> <li>• Open system—easily add components to enhance solubility or functionality</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Large-scale expression &gt; 3 mg</li> </ul>
Bacterial Expression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scalable</li> <li>• Low cost</li> <li>• Simple culture conditions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protein solubility</li> <li>• Minimal posttranslational modifications</li> <li>• May be difficult to express functional mammalian proteins</li> </ul>
Yeast Expression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eukaryotic protein processing</li> <li>• Scalable up to fermentation (grams per liter)</li> <li>• Simple media requirements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermentation required for very high yields</li> <li>• Growth conditions may require optimization</li> </ul>
Algae Expression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genetic modification and expression systems for photosynthetic microalgae</li> <li>• Superb experimental control for biofuel, nutraceuticals and specialty chemical production</li> <li>• Optimized system for robust selection and expression</li> </ul>	
Insect Expression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postranslational modifications similar to mammalian systems</li> <li>• Greater yield than mammalian systems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• More demanding culture conditions</li> </ul>
Mammalian Expression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Highest level of correct post-translational modifications</li> <li>• Highest probability of obtaining fully functional human proteins</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multimilligram per liter yields only possible in suspension cultures</li> <li>• More demanding culture conditions</li> </ul>

# Enzimas de Modificação de DNA e Mapas de restrição


## 1. Enzimas de Restrição

Restriction-recognition sites are short DNA sequences recognized and cleaved by various restriction endonucleases.



**Extremos coesivos**

*EcoRI*




**Extremos cegos**

*HindII*

**RADAR**

Sequence is symmetrical  
about the center point

Point of  
cleavage




Point of  
cleavage

Digest with  
*Eco*RI




and



## Some restriction enzymes


Enzyme	Source organism	Restriction recognition site in double-stranded DNA	Structure of the cleaved products
<b>(a)</b>			
<i>EcoRI</i>	<i>Escherichia coli</i>	<p>5' —G—A—A—T—T—C— —C—T—T—A—A—G— 5'</p>	<p>5' overhang</p>
<i>PstI</i>	<i>Providencia stuartii</i>	<p>5' —C—T—G—C—A—G— —G—A—C—G—T—C— 5'</p>	<p>3' overhang</p>
<i>SmaI</i>	<i>Serratia marcescens</i>	<p>5' —C—C—C—G—G—G— —G—G—G—C—C—C— 5'</p>	<p>Blunt ends</p>
<b>(b)</b>			
<i>HaeIII</i>	<i>Haemophilus aegyptius</i>	<p>5' —G—G—C—C— —C—C—G—G— 5'</p>	<p>Blunt ends</p>
<i>HpaII</i>	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	<p>5' —C—C—G—G— —G—G—C—C— 5'</p>	<p>5' overhang</p>




Componentes da mistura	Volume (μL)
DNA plasmidial pFLAG-CTS-BAP	15
Tampão da enzima (10x)	2
Mix/Enzima Restrição ( <i>Bam</i> HI/ <i>Eco</i> RI/ <i>Eco</i> RV)	1,0
H <sub>2</sub> O (suficiente para volume final)	20

- Incubar por, no mínimo, 30 minutos na temperatura ótima de atividade da enzima.
- Analisar as amostras por eletroforese em gel de agarose 1%.

## 2. DNA Ligase: Junção de moléculas




# Clivagem e ligação de duas moléculas de DNA com *EcoRI* ----> DNA Recombinante




### 3. T4 polynucleotide kinase

- Transfers gamma phosphate of ATP to the 5' end of polynucleotides
- Useful for preparing DNA fragments for ligation (if they lack 5' phosphates)
- Useful for radiolabelling DNA fragments using gamma  $^{32}\text{P}$  ATP as a phosphate donor

#### Forward Reaction



#### Exchange Reaction



## 4. Fosfatasa alcalina

- Remoção do 5' (e 3') fosfato dos polinucleotídeos
- Useful for treating restricted vector DNA sequences prior to ligation reactions, prevents religation of vector in the absence of insert DNA


### ALKALINE PHOSPHATASES

---


*Activity:* Phosphatase

*Substrate:* Single- or double-stranded DNA and RNA; rNTPs and dNTPs.


*Reaction:*





# Mapa de Restrição




## Predicted digest fragments



# Mapa de Restrição





# Eletoforeses de DNA



## PM1

GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder  
O'GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder,  
ready-to-use



**LGC**  
Biotecnologia

Marcador de Peso molecular  
1 Kb DNA Ladder


Código N°:

13-4004-01: 100 ng/µL

Volume: 500 µL

Rendimento: 100 aplicações


Armazenamento: -15° a - 30°C



Marcador 1 Kb Ladder LGC. Eletroforese em gel de agarose 0,8%,  
mostrando os fragmentos gerados da aplicação de 5 µL do  
marcador.

Figura 1. Eletroforeses em gel de agarose 1% da análise de restrição do DNA plasmidial contendo o gene Fosfatase alcalina bacteriana. Amostra de 15 uL de DNA foi clivada com 1 uL de enzima de restrição. Linha 1: EcoRI; linha 2: BamHI; linha 3: EcoRV; linha 4: Não clivado. PM1: Peso Molecular 1 kb DNA ladder. PM2: Peso Molecular 1 kb DNA ladder. Aplicados 20 uL da reação + 4 uL de tampão de corrida. Corante SYBR SAFE DNA gel stain (Lifetechnologies, USA).

## Procedimento geral para clonagem de um fragmento de DNA em um vetor plasmidial







Plasmid vectors




DNA fragments to be cloned



Enzymatically  
insert DNA fragments  
into plasmid vectors




Transform *E. coli* cells  
and select for ampicillin-  
resistant colonies



# Transformação de célula procariótica por Eletroporação

The phenomenon of electroporation



Cell membrane  
before pulsing

Cell membrane  
during pulsing

Cell membrane  
after pulsing  
(cell returns to

- *Controlled, millisecond electrical pulses induce temporary pores in the cell membrane*
- *Cell membrane reseals and is left unharmed*




Figure 11.13


## Bacteria

## Eukaryote

*Escherichia coli*

*Bacillus subtilis*

*Saccharomyces cerevisiae*



Well-developed genetics  
Many strains available  
Best known bacterium

Easily transformed  
Nonpathogenic  
Naturally secretes proteins  
Endospore formation simplifies culture

Well-developed genetics  
Nonpathogenic  
Can process mRNA and proteins  
Easy to grow

Potentially pathogenic  
Periplasm traps proteins

Genetically unstable  
Genetics less developed than in *E. coli*

Plasmids unstable  
Will not replicate most bacterial plasmids

Advantages

Disadvantages

# Obrigado

fscha@usp.br



USP – 2º Semestre 2025