

TIPOS DE APARELHO AUDITIVO

Atrás da orelha: Sons potentes, fácil utilização, para perdas auditivas moderadas a profunda.



Dentro da orelha: Pequeno e discreto, fácil manuseio e para perdas auditivas leves a moderadas.



Referências: ALMEIDA, K.; IORIO, M.C.M. Próteses auditivas: Fundamentos teóricos e aplicações clínicas. 2. Ed. Lovise, 2003.

OBS: As imagens utilizadas foram confeccionadas no serviço ou aquelas de domínio público.

Elaboração:

Fonoaudiólogas do Programa de Saúde Auditiva do HCRP com participação das fonoaudiólogas do Curso de Aperfeiçoamento de 2018
Larissa Nogueira Garcia
Nádia Orsi Miguel
Thaís Bonicenha Rocha
Thaís Domingues de Freitas Oliveira

Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI)



APARELHO AUDITIVO

O AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual) são dispositivos eletrônicos programados individualmente baseado na perda auditiva de cada pessoa a fim de captar os sons do ambiente, principalmente os sons de fala, e amplificá-los tornando-os audíveis para a pessoa com deficiência auditiva.



Ao adquiri-los, você deu o primeiro passo em direção ao tratamento de sua perda auditiva, melhorando sua qualidade de vida. Contudo é importante lembrar que eles precisam ser manuseados e higienizados para garantir uma maior durabilidade e performance.


DICAS E CUIDADOS

- Não deixe seu aparelho auditivo cair;
- Proteja seu aparelho auditivo da sujeira;
- Fique atento às pilhas; 
- Não esquecer de retirar as pilhas do compartimento;
- Proteja seu aparelho auditivo da umidade, mantenha-o seco e utilize o desumidificador; 
- Se tiver dúvidas, procure ajuda;
- Deixe os reparos por conta de um especialista. 

HIGIENIZAÇÃO

O entupimento por cera é uma das principais razões pelas quais os aparelhos precisam de reparo, portanto deve ser realizada higienização frequentemente. Confira algumas dicas de como realizá-la:

LIMPEZA DO MOLDE –BTE:



Desconecte o tubo e o molde do gancho.



Lave o molde e o tubo com sabão neutro. Enxague e seque.

LIMPEZA DO INTRA CANAL:

Com cuidado tire com o pincel sinais de sujeira da abertura torcendo o pincel levemente.

