

Fosfatase Ácida Total

PREPARO DO PACIENTE:

Jejum não obrigatório

TIPO DE AMOSTRA:

1 ml de soro

CONSERVAÇÃO:

Refrigerado entre 2 e 8 °C E devidamente acidificada com ácido acético a 20%: 3 dias.

Congelada -20°C:30 dias.

INTERFERENTES:

Hemólise

MÉTODO:

ROY- Modificado.

VALOR DE REFERÊNCIA:

De 0.15 a 0,56 U/L.

DESCRIÇÃO DO EXAME:

FA

Fosfatase ácida.

INTERPRETAÇÃO:

A fosfatase ácida está presente na próstata, ossos, pulmões, rins, baço, fígado, pâncreas, vesícula seminal, hemácias e leucócitos.

Aumentos ocorrem nas leucemias, trombocitoses, infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, anemias hemolíticas. doença de gaucher, tumores ósseos, hiperparatireoidismo, mieloma, adenomas e cancer da prostata.