

## **Tempo de Coagulação**

### **PREPARO DO PACIENTE:**

Jejum: não.

### **TIPO DE AMOSTRA:**

Sangue total sem anticoagulante.

### **MÉTODO:**

Lee-White.

### **VALOR DE REFERÊNCIA:**

menor que 10 minutos.

### **APLICAÇÕES CLÍNICAS:**

Medida pouco sensível, porém permite avaliar a via intrínseca da coagulação. Valores aumentados são encontrados nas deficiências de fatores da coagulação e no uso de anticoagulantes.