

## **Potássio**

### **PREPARO DO PACIENTE:**

Jejum não obrigatório

### **TIPO DE AMOSTRA:**

1 ml de soro

### **CONSERVAÇÃO:**

Refrigerado entre 2 e 8 ° C: 5 dias.

### **INTERFERENTES:**

Hemólise e Lipemia Acentuada

### **MÉTODO:**

Eletrodo Íon Seletivo

### **VALOR DE REFERÊNCIA:**

De 3,6 a 5,5 MEQ/L.

### **DESCRIÇÃO DO EXAME:**

Potássio.

Caliemia.

Kaliemia.

### **INTERPRETAÇÃO:**

O teste tem utilidade na avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico. a monitorização do potássio sérico auxilia o acompanhamento de indivíduos em terapia com diuréticos, de nefropatias, principalmente com insuficiência renal, de cetoacetose diabética e de insuficiência hepática, além de contribuir com o manejo da hidratação parenteral. da mesma forma, o exame ajuda a avaliar quadros de hiperaldosteronismo primário ou secundário e de hipoaldosteronismo.