

Uréia

PREPARO DO PACIENTE:

Jejum de 8 horas

TIPO DE AMOSTRA:

1 ml de soro

CONSERVAÇÃO:

Refrigerado entre 2 e 8 °C: 4 dias.

INTERFERENTES:

lipemia e hemólise intensa. Algumas drogas como glicocorticóides e hormônios tireoidianos.

MÉTODO:

Cinético UV.

VALOR DE REFERÊNCIA:

De 10,0 a 50,0 MG/DL.

DESCRIÇÃO DO EXAME:

Azotemia

Uremia

Nitrogênio ureíco

INTERPRETAÇÃO:

As concentrações séricas de uréia variam amplamente no indivíduo saudável e são influenciadas por fatores diversos como a ingestão dietária de proteínas e o estado de hidratação.

o encontro de níveis séricos elevados de uréia ainda levantam, em primeiro lugar, a hipótese de insuficiência renal e, portanto, implicam a necessidade de investigação do cliente nesse sentido. a relação uréia-creatinina no soro pode ser bom indicador do ritmo de catabolismo protéico.
