

## **PSA Total**

### **PREPARO DO PACIENTE:**

Jejum de 4 horas

Após toque retal - aguardar 2 dias

Após Ultra-som trans-retal - aguardar 24 horas

Após biópsia de próstata - aguardar 4 semanas

Após massagem na próstata - aguardar 4 semanas

### **TIPO DE AMOSTRA:**

Soro - 1 mL

### **CONSERVAÇÃO:**

Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias.

Congelado a -20°C: 30 dias.

### **INTERFERENTES:**

Bilirrubina e Hemólise: não apresentam efeitos significativos.

### **MÉTODO:**

Quimioluminescência

**VALOR DE REFERÊNCIA:** 0,04 - 4,0 ng/mL

### **APLICAÇÕES CLÍNICAS:**

Valores elevados de PSA têm sido encontrados em pacientes com tumor na próstata, hipertrofia benigna da próstata, bem como condições inflamatórias de outros tecidos genitais adjacentes.